



**zur Suche von Wärmequellen mit der
Wärmebildkamera
Set à 10 Stk.**

Artikel-Nr. 4.16356

CHF 25.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 2.03)

Thermopad zur Suche von Wärmequellen mit der Wärmebildkamera.

Beschreibung

Merkmale:

- spannend: mehr Abwechslung im Übungsbetrieb
- erleichternd: einfache, schnelle Übungsvorbereitung

Eigenschaften:

- selbstklebende Rückseite
- Aktivierungszeit: ca. 20 Minuten
- Anwendungsdauer: bis zu 4 Stunden bei Umgebungstemperatur von ca. 20° C
- Temperatur während Anwendungsdauer: ca. 50° C
- maximale Temperaturentwicklung: ca. 65° C

Vorbereitung und Aktivierung:

Die selbstklebenden THERMO-PADs sind in wenigen Sekunden an der Übungspuppe befestigt. Die Aktivierung eines THERMO-PADs erfolgt automatisch durch das Öffnen der Vakuumverpackung. Das THERMO-PAD reagiert mit dem Luftsauerstoff und entwickelt nach einer Aktivierungszeit von ca. 20 Minuten eine Wärmestrahlung, die mit einer Wärmebildkamera deutlich zu erkennen ist. Das THERMO-PAD heizt sich dabei auf eine Temperatur von ca. 50°C auf.

Einsatzdauer und Entsorgung:

Bei einer Lufttemperatur von 20°C wird eine Einsatzzeit von mindestens 4 Stunden erreicht.

Nach dem einmaligen Gebrauch kann das THERMO-PAD im Hausmüll entsorgt werden.

Lieferumfang:

1 Set à 10 Stück einzeln verpackter THERMO-PADs

Technische Daten

Farbe: weiß

Gewicht: ca. 48 g, je Stück

Abmessungen (B x H x T): 13 x 9,5 x 1 cm, je Stück

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> AGB.